

硫化水素試験紙 (MN90761)

取扱説明書

国内総発売元

株式会社 アイシス

大阪市東淀川区西淡路1-1-36

TEL:06-6325-1406 FAX:06-6328-8995

ご使用前に必ず熟読いただき正しく使用してください。不注意/誤った使用方法・保管方法による不具合、カタログおよび下記《取扱上の注意》を含めた各種注意事項を順守されていない場合は責任および保証の一切を負いません。

《取扱上の注意》

1. 試験紙に触れる際は必ず研究用手袋を装着してください。指示薬により皮膚に炎症を起こす恐れがあります。
2. 測定後の試験紙の変色は、時間経過により変化する場合があります。

《使用法：硫化物 (S²⁻)》

1. 必要な長さの試験紙をディスペンサーから取り出します。
2. pH6～9 に調整したサンプル溶液を試験紙に1滴滴下します。
3. 硫化物イオン (S²⁻) の存在で白色試験紙に茶色のスポットが、少量の場合は茶色のリングが現れます。直ちに変色の判定を行います。
※検出限界：5mg/L の S²⁻

《使用法：硫化水素 (H₂S)》

1. 必要な長さの試験紙をディスペンサーから取り出します。
2. 蒸留水で湿らせた試験紙を空気に曝します。
3. 硫化水素 (H₂S) の存在で試験紙の湿らせた部分が茶色に変色します。

《後始末》

使用後の試験紙や廃液は絶対に下水へ流さず、各自治体の条例に従い廃棄してください。

《保管》

日光および高温多湿に晒さず乾燥した+30℃以下の冷暗場所に保管し、開封後は使用期限に関わらず速やかに使用してください。