

# クライオグローブ®&クライオエプロン®

## 取扱説明書

輸入総代理店

**株式会社 アイ ス**

大阪市東淀川区西淡路1-1-36

TEL:06-6325-1406 FAX:06-6328-8995

ご使用前に必ずご熟読いただき正しく使用してください。不注意/誤った使用方法や製品を改造したことが原因による損傷や事故に関して、弊社は責任および保証の一切を負いません。取扱説明書は全て大切に保管してください。

### 《取扱上の注意》

1. 本製品は耐寒用のため、炎の近くや引火する危険性のある場所では使用しないでください。
2. 液体窒素をはじめとする超低温液体中へ直接浸さないでください。
3. クライオグローブ®には完全防水用と生活防水用があります。生活防水用は液に浸すと内部に染み込みます。
4. 完全防水用 (Water proof) と生活防水用 (Water resistant) の外観は同じです。商品ラベル、手袋挿入口内部のタグ、手袋外側の手の甲部のタグ表示から判別できます。
5. 着用前には必ず破れや破損等が無いか確認し、簡単に脱げないようにしっかりと着用してください。
6. 超低温液体を取り扱う場合は安全のため、紐のない安全靴や顔面保護マスク、保護メガネ等を着用してください。またズボンやシャツの袖は折り返さないでください。液体が直接目や皮膚に触れると身体にヤケドのようなダメージを与えることがあります。危険を感じたときは直ちに中止してください。
7. 作業は酸欠を防ぐために十分な換気が得られるところで行ってください。
8. **一度開封すると返却はお受けできません。**

### 《メンテナンスについて》

- ・ 本製品は消耗品です。使用を重ねると表面は少しずつ磨耗し、安全性や保温効果等が薄れてきます。随時、新しいものと交換してください。
- ・ 洗濯機で洗うときは水洗いしてください。また洗剤を使用する場合は中性でマイルドなものをご使用ください(洗剤によっては製品が極端に縮んだり、漂白されたようになる場合があります)。
- ・ 乾燥機で乾燥させず、必ず自然乾燥させてください。
- ・ 洗濯、乾燥、オートクレーブ等によって縮む恐れがありますが、一切補償しておりません。