

ラボラトリー用  
**プロファイラー ラベル**

きれいに剝れる新感覚のラベル



- ◆貼付面の埃、油分や水分などの汚れを十分取り除いて綺麗にしてください。
- ◆凹凸面、曲面、布や一部の樹脂などではしっかりと貼れない、またはすぐに剥がれる場合があるため、事前のテストをお勧めします。
- ◆直射日光、高温、低温や多湿の場所では使用・保管しないでください。理想の保管条件は+10～30℃、湿度 70%以下で必ず密封袋に入れ、できるだけ早く使い切ってください。
- ◆レーザープリンター、インクジェットプリンターやコピー機などの OA 機器では印刷できません。
- ◆製品の上に重い物を載せたり圧力をかけないでください。
- ◆子供の手の届かない場所で使用・保管し、口に入れたり直接肌に貼らないでください。
- ◆製品の剥がれ、接着部分の損害または製品に起因するその他損害については責任を負いかねます。
- ◆クリーンルームラベル(R)は越後札紙(株)の登録商標です。
- ◆製品の外観・仕様は改良のため、予告無く変更になる場合があります。また撮影状況により、実物と写真が多少異なる場合があります。
- ◆本 WEB サイトに掲載する全てを許可無く転載・転用することを禁じます。
- ◆表示価格は予告無く変更になる場合がありますので、ご了承ください。なお消費税は別途申し受けます。

#### ★接着タイプ(剥がせないタイプ)

- ◆一度貼ると簡単に剥がせない強粘着タイプで、長期間の貼付用途に適します。
- ◆剥がす場合は市販の剥がし剤やヘラなどを利用してください。
- ◆無理に剥がすと貼付面の塗装や表面が剥がれたり、ラベルやテープ自体が破れて粘着剤(糊)や表面基材の一部が貼付面に残ります。

#### ★再剥離タイプ(剥がせるタイプ)

- ◆貼り付けても粘着剤(糊)や表面基材が貼付面に残らず綺麗に剥がせる弱粘着タイプで、短期間で剥がす用途に適します。
- ◆ゆっくりと剥がしてください。もし貼付面の材質、製品劣化や時間経過などで綺麗に剥がせない場合は市販の剥がし剤やヘラなどを利用してください。
- ◆強くまたは無理に剥がすと接着タイプと同様の不具合(ラベルやテープ自体または貼付面が傷つくなど)が生じます。
- ◆剥がしたラベルやテープは丸まり粘着力が落ちるため、再貼付はできません。
- ◆感熱紙、青焼、ノーカーボン紙には使用できません。

## ■カラーラベル **再剥離**

- ・ガラス、金属、プラスチックやダンボールなどで使用できる視認性の高いラベルで全 10 色あります。
- ・試薬瓶や検査用品などの実験器具、コンテナや整理・保管棚などの収納用品、研究室や工場などの室内オフィス、事務用品や家庭用品など幅広い用途での色分け管理に適し、例えば同じ容器でもカラーコード化することで、識別ミスの軽減に役立ちます。
- ・油性ボールペン・サインペンや鉛筆で記入できます。
- ・表面基材は特殊加工紙、剥離紙は上質紙でアクリル系粘着剤を使用。
- ・市販ラベルより幅広い使用温度-40~+115℃、湿度 70%以下です。
- ・白、黄、緑、桃、赤、橙、青、茶、紫、黄緑色から色指定が必要で、1 枚ずつ剥がせるロール状の紙箱包装です。



コード番号	ラベルサイズ (mm)	ラベル数/巻	価格/巻
TCL1530	15×30	330 枚	¥2,000
TCL2050	20×50	250 枚	¥2,200
TCL2540	25×40	200 枚	¥2,400
TCL3060	30×60	165 枚	¥2,600

## ■ナンバー連続カラーラベル **再剥離**

- ・ガラス、金属、プラスチックやダンボールなどで使用できる視認性の高いナンバリング用ラベルで全 5 色あります。
- ・No.0001~No.1000 までの黒数字がラベル毎に連続印字され、検体、試料や標本の保管、検査や管理の ID 番号用として便利です。
- ・実験・検査用品や収納用品などを番号・色を組み合わせることで、識別ミスの軽減に役立ちます。
- ・表面基材は特殊加工紙、剥離紙は上質紙でアクリル系粘着剤を使用。
- ・市販ラベルより幅広い使用温度-40~+115℃、湿度 70%以下です。
- ・1 枚ずつ剥がせるロール状の紙箱包装です。



コード番号	色	ラベルサイズ (mm)	ラベル数/巻	価格/巻
TNR1	白	13×30	1000 枚	¥8,000
TNR2	黄			¥8,000
TNR3	緑			¥8,000
TNR5	赤			¥8,000
TNR7	青			¥8,000

## ■ポーターラベル 再剥離

- ・ガラス、金属、プラスチックやダンボールなどで使用できる赤枠または青枠入白ラベルです。
- ・試薬瓶や検査用品などの実験器具、コンテナや整理・保管棚などの収納用品、研究室や工場などの室内オフィス、事務用品や家庭用品など幅広い用途に適し、枠色とカラーペンの工夫で視認性が高まり識別ミスの軽減に役立ちます。
- ・記入できる内枠サイズはコード番号 TRB1 と TBB1 が 19×34mm、TRB2 と TBB2 が 33×55mm、TRB3 と TBB3 が 42×62mm です。
- ・油性ボールペン・サインペンや鉛筆で記入できます。
- ・表面基材は特殊加工紙、剥離紙は上質紙でアクリル系粘着剤を使用。
- ・市販ラベルより幅広い使用温度-40～+115°C、湿度 70%以下です。
- ・1枚ずつ剥がせるロール状の紙箱包装です。



### ●レッドポーターラベル(赤色枠)

コード番号	ラベルサイズ (mm)	ラベル数/巻	価格/巻
TRB1	25×40	200枚	¥2,500
TRB2	40×60	125枚	¥2,600
TRB3	50×70	100枚	¥2,900

### ●ブルーポーターラベル(青色枠)

コード番号	ラベルサイズ (mm)	ラベル数/巻	価格/巻
TBB1	25×40	200枚	¥2,500
TBB2	40×60	125枚	¥2,600
TBB3	50×70	100枚	¥2,900

## ■リムーバルポーターラベル 再剥離

- ・ガラス、金属、プラスチックやダンボールなどで使用できる赤または青色二重枠入白ラベルです。
- ・試薬瓶や検査用品などの実験器具、コンテナや整理・保管棚などの収納用品、研究室や工場などの室内オフィス、事務用品や家庭用品など幅広い用途に適し、枠色とカラーペンの工夫で視認性が高まり識別ミスの軽減に役立ちます。
- ・記入できる内枠サイズはコード番号 KLRRM1 と KLRBM1 が 17×33mm、KLRRM2 と KLRBM2 が 31×52mm、KLRRM3 と KLRBM3 が 44×69mm です。
- ・油性ボールペン・サインペンや鉛筆で記入できます。
- ・表面基材は上質紙、剥離紙はパルプでアクリル系粘着剤を使用。
- ・ラベル数はコード番号 KLRRM1 と KLRBM1 が 36枚/シート×8シート入、KLRRM2 と KLRBM2 が 16枚/シート×15シート入、KLRRM3 と KLRBM3 が 9枚/シート×20シート入の袋包装です。



### ●レッドリムーバルポーターラベル(赤色枠)


コード番号	ラベルサイズ (mm)	ラベル数	価格/袋
KLRRM1	25×40	288枚	¥1,300
KLRRM2	40×60	240枚	¥1,300
KLRRM3	55×80	180枚	¥1,300

### ●ブルーリムーバルポーターラベル(青色枠)

コード番号	ラベルサイズ (mm)	ラベル数	価格/袋
KLRBM1	25×40	288枚	¥1,300
KLRBM2	40×60	240枚	¥1,300
KLRBM3	55×80	180枚	¥1,300

## ■プロテクトラミラベル 再剥離

- ・赤色枠入、青色枠入または枠無し白光沢ラベルに透明保護フィルム付きで、表面からの水濡れや汚れ防止に適します。
- ・主にガラス、金属やプラスチック用です。ダンボールなどの紙類にも貼れますが、貼付面の損傷や糊残りなどが生じるためお勧めできません。
- ・試薬瓶や検査用品などの実験器具、コンテナや整理・保管棚などの収納用品、研究室や工場などの室内オフィス、事務用品や家庭用品など幅広い用途に適し、枠色とカラーペンの工夫で視認性が高まり識別ミスの軽減に役立ちます。
- ・コード番号 KLPR1R と KLPR1B、KLPR3R と KLPR3B は二重枠、KLPR2R と KLPR2B は中央に1本の罫線入です。
- ・記入できる内枠サイズはコード番号 KLPR1R と KLPR1B が 13 × 33mm、KLPR2R と KLPR2B が 6 × 41mm が 2 段、KLPR3R と KLPR3B が 28 × 49mm です。
- ・油性ボールペンやサインペンで記入できます。
- ・表面基材はキャストコート紙(光沢紙)、剥離紙はパルプ、保護フィルムは PET 樹脂、保護フィルムのセパレーターはグラシン紙で、共にアクリル系粘着剤を使用。



### ●レッドプロテクトラミラベル(赤色枠)

- ・ラベル数はコード番号 KLPR1R と KLPR2R が 5 枚/シート × 20 シート入、KLPR3R が 3 枚/シート × 20 シート入の袋包装です。

コード番号	ラベルサイズ (mm)	ラベル数	価格/袋
KLPR1R	23 × 45	100 枚	¥1,000
KLPR2R	20 × 50	100 枚	¥1,000
KLPR3R	38 × 60	60 枚	¥1,000

### ●ブループロテクトラミラベル(青色枠)

- ・ラベル数はコード番号 KLPR1B と KLPR2B が 5 枚/シート × 20 シート入、KLPR3B が 3 枚/シート × 20 シート入の袋包装です。

コード番号	ラベルサイズ (mm)	ラベル数	価格/袋
KLPR1B	23 × 45	100 枚	¥1,000
KLPR2B	20 × 50	100 枚	¥1,000
KLPR3B	38 × 60	60 枚	¥1,000



### ●ホワイトプロテクトラミラベル(枠無し)

- ・ラベル数はコード番号 KLPR1W と KLPR2W が 5 枚/シート × 20 シート入、KLPR3W が 3 枚/シート × 20 シート入、KLPR4W が 2 枚/シート × 25 シート入の袋包装です。

コード番号	ラベルサイズ (mm)	ラベル数	価格/袋
KLPR1W	23 × 45	100 枚	¥900
KLPR2W	20 × 50	100 枚	¥900
KLPR3W	38 × 60	60 枚	¥900
KLPR4W	50 × 70	50 枚	¥900

## ■分類ラベル **再剥離**


- ・ガラス、金属やプラスチック用で2本の黒色罫線付き白ラベルです。試薬瓶、薬品庫、整理棚やラック、部品箱や整理箱などの分類に適します。
- ・ダンボールなどの紙類にも貼れますが、貼付面の損傷や糊残りなどが生じるためお勧めできません。
- ・管理番号やコード番号、内容物やコメント、担当者や日付などを3段に分けて記入でき(1段高さ8mm)、カラーペンの工夫で視認性が高まります。
- ・油性ボールペンやサインペンで記入できます。
- ・表面基材と剥離紙はパルプでアクリル系粘着剤を使用。
- ・使用温度+10~30℃、湿度 30~70%です(水濡れ厳禁)。
- ・ラベル数は10枚/シート×10シート入の袋包装です。



コード番号	ラベルサイズ (mm)	ラベル数	価格/袋
KLB2550	25×50	100枚	¥360

## ■カラーリングラベル **再剥離**

- ・ガラス、金属、プラスチックやダンボールなどで使用できる枠入円形白ラベルで、サイズにより全5色または3色あります。
- ・マイクロチューブやバイアル瓶などの実験器具、整理・保管棚や部品箱などの収納用品、事務用品や家庭用品など幅広い用途での分類、管理やマーキングに適し、枠色とカラーペンの工夫で視認性が高まり識別ミスの軽減に役立ちます。
- ・記入できる内枠サイズはコード番号 TSR10 がφ7mm、TSR15 がφ11mm、TSR20 がφ15mmです。
- ・油性ボールペン・サインペンや鉛筆で記入できます。
- ・表面基材は特殊加工紙、剥離紙は上質紙でアクリル系粘着剤を使用。
- ・市販ラベルより幅広い使用温度-40~+115℃、湿度70%以下です。
- ・コード番号 TSR10 は黄、緑、桃、赤、青色の5色から、TSR15 は緑、桃、青色の3色から、TSR20 は黄、緑、桃、青の4色から色指定が必要です。
- ・ラベル数はコード番号 TSR10 が117枚/シート×10シート入、TSR15 が54枚/シート×10シート入、TSR20 が35枚/シート×10シート入の袋包装です。



コード番号	ラベルサイズ (mm)	ラベル数	価格/袋
TSR10	φ10	1170枚	¥2,100
TSR15	φ15	540枚	¥2,100
TSR20	φ20	350枚	¥2,100

## ■劇物、毒物ラベル 再剥離

- ・毒物および劇物取締法に定められた赤色表示入白ラベルです。
- ・ガラス、金属、プラスチックやダンボールなどで使用できます。
- ・印字済みの名称以外に成分や含量、管理番号やコメント、担当者や日付などが計4段に分けて記入(1段高さ5mm)できます。
- ・油性ボールペン・サインペンや鉛筆で記入できます。
- ・表面基材は特殊加工紙、剥離紙は上質紙でアクリル系粘着剤を使用。
- ・市販ラベルより幅広い使用温度-40~+115°C、湿度70%以下です。
- ・1枚ずつ剥がせるロール状の紙箱包装です。



コード番号	名称	ラベルサイズ(mm)	ラベル数/巻	価格/巻
TDP1	劇物	25×40	200枚	¥2,400
TDP2	毒物	25×40	200枚	¥2,400

## ■放射線用ラベル 再剥離

- ・放射線関係の危険防止用で、法規に定められた赤色表示入黄ラベルです。
- ・ガラス、金属、プラスチックやダンボールなどで使用できます。
- ・油性ボールペン・サインペンや鉛筆で記入できます。
- ・表面基材は特殊加工紙、剥離紙は上質紙でアクリル系粘着剤を使用。
- ・市販ラベルより幅広い使用温度-40~+115°C、湿度70%以下です。
- ・1枚ずつ剥がせるロール状の紙箱包装です。



コード番号	ラベルサイズ(mm)	ラベル数/巻	価格/巻
TRI0	25×30	200枚	生産中止
TRI1	25×40	200枚	生産中止
TRI2	40×60	125枚	¥2,900

## ■バイオハザードラベル **再剥離**

- ・バイオハザード(生物学的危険)警告用ラベルで、米国の「NIH」勧告に基づき指定された色とシンボルマーク表示付きです。
- ・ガラス、金属、プラスチックやダンボールなどで使用できます。
- ・コード番号 TBH1 は管理番号やコメント、担当者や日付などを2段に分けて記入(1段高さ4mm)できます。
- ・油性ボールペン・サインペンや鉛筆で記入できます。
- ・表面基材は特殊加工紙、剥離紙は上質紙でアクリル系粘着剤を使用。
- ・市販ラベルより幅広い使用温度-40~+115°C、湿度70%以下です。
- ・1枚ずつ剥がせるロール状の紙箱包装です。



コード番号	ラベルサイズ (mm)	ラベル数/巻	価格/巻
TBH0	25 × 25	200 枚	¥2,600
TBH1	25 × 40	200 枚	¥2,700

## ■バイオハザードステッカー **再剥離**

- ・ガラス、金属やプラスチック用のバイオハザード(生物学的危険)警告ラベルです。米国の「NIH」勧告に基づき指定された色とシンボルマーク表示付きです。
- ・ダンボールなどの紙類にも貼れますが、貼付面の損傷や糊残りなどが生じるためお勧めできません。
- ・表面基材は上質紙、剥離紙はパルプでアクリル系粘着剤を使用。
- ・ラベル数はコード番号 KBH1 が 12 枚/シート×5シート入、KBH2 が 6 枚/シート×10シート入、KBH3 が 4 枚/シート×15シート入の袋包装です。



コード番号	ラベルサイズ (mm)	ラベル数	価格/袋
KBH1	45 × 60	60 枚	¥550
KBH2	65 × 85	60 枚	¥700
KBH3	85 × 110	60 枚	¥800

## ■パステルカラーラベル **再剥離**

- ・明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。
- ・試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。
- ・強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。
- ・ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙の平面用で、急な曲面、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。
- ・鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。
- ・市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります)。



ロールタイプ

### ●パステルカラーラベル ロールタイプ

・1枚ずつ剥がせる紙箱入です。

コード番号	色	ラベルサイズ (mm)	ラベル数/巻	価格/巻	キャンペーン価格
MPCL1530RB	パステルブルー	15×30	330枚	¥989	¥780
MPCL1530RG	パステルグリーン				
MPCL1530RP	パステルピンク				
MPCL1530RY	パステルイエロー				
MPCL1530RW	ホワイ				


### ●パステルカラーラベル シートタイプ

・上記パステルカラーの5色ミックスで、各色20枚/シート×2シート計200枚の袋入です。

コード番号	色	ラベルサイズ (mm)	ラベル数/袋	価格/袋	キャンペーン価格
MPCL1530SM	5色ミックス	15×30	200枚	¥989	¥780

[使用材質]

表面基材:発泡PETフィルム、剥離紙:クラフト紙、接着剤:アクリル系




シートタイプ



イメージ

## ■パステルドットラベル **接着**

- ・ガラス、金属、プラスチックや紙などの乾いた平面用で、急な曲面はお勧めしません。
- ・油性ボールペンや油性サインペン用です。
- ・市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃で、特に低温環境下で性能を発揮する特殊粘着剤を使用(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります)。
- ・8mmサイズは各色126枚/シート×2シート計252枚が5色分、12mmサイズは各色70枚/シート×2シート計140枚が5色分の袋入です。



MPDL08SM

MPDL12SM

コード番号	色	ラベルサイズ (mm)	ラベル数/袋	価格/袋	キャンペーン価格
MPDL08SM	5色ミックス	Φ8	1260枚	¥1200	¥980
MPDL12SM		Φ12	700枚		

[使用材質]

表面基材:合成紙(ユボ)、剥離紙:グラシン紙、接着剤:アクリル系



イメージ


# パステルカラーラベル

実験消耗品の色分や分類に！

WOW!!!  
新発売キャンペーン  
実施中

How  
Colorful!!!

サンプル配布中！




再剥離

ロールタイプ (全5色)




再剥離

シートタイプ (5色ミックス)




接着

ドットタイプ (5色ミックス)



詳しくは裏面へ！



## ■パステルカラーラベル **再剥離**

- ・明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。
- ・試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。
- ・強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。
- ・ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙の平面用で、急な曲面、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。
- ・鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。
- ・市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります)。



ロールタイプ

### ●パステルカラーラベル ロールタイプ

・1枚ずつ剥がせる紙箱入です。

コード番号	色	ラベルサイズ (mm)	ラベル数/巻	価格/巻	キャンペーン価格
MPCL1530RB	パステルブルー	15×30	330枚	¥980	¥780
MPCL1530RG	パステルグリーン				
MPCL1530RP	パステルピンク				
MPCL1530RY	パステルイエロー				
MPCL1530RW	ホワイト				

### ●パステルカラーラベル シートタイプ

・上記パステルカラーの5色ミックスで、各色20枚/シート×2シート計200枚の袋入です。

コード番号	色	ラベルサイズ (mm)	ラベル数/袋	価格/袋	キャンペーン価格
MPCL1530SM	5色ミックス	15×30	200枚	¥980	¥780

[使用材質]

表面基材:発泡PETフィルム、剥離紙:クラフト紙、接着剤:アクリル系




シートタイプ



イメージ

## ■パステルドットラベル **接着**

- ・ガラス、金属、プラスチックや紙などの乾いた平面用で、急な曲面はお勧めしません。
- ・油性ボールペンや油性サインペン用です。
- ・市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃で、特に低温環境下で性能を発揮する特殊粘着剤を使用(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります)。
- ・8mmサイズは各色126枚/シート×2シート計252枚が5色分、12mmサイズは各色70枚/シート×2シート計140枚が5色分の袋入です。



MPDL08SM

MPDL12SM

コード番号	色	ラベルサイズ (mm)	ラベル数/袋	価格/袋	キャンペーン価格
MPDL08SM	5色ミックス	Φ8	1260枚	¥1200	¥980
MPDL12SM		Φ12	700枚		

[使用材質]

表面基材:合成紙(ユポ)、剥離紙:グラシン紙、接着剤:アクリル系



イメージ

●貼付面の埃、油分や水分などの汚れを十分取り除いて綺麗にしてください。●凹凸面、曲面、布や一部の樹脂などではしっかりと貼れない、またはすぐに剥がれる場合があるため、事前のテストをお勧めします。●直射日光、高温、低温や多湿の場所では使用・保管しないでください。理想の保管条件は+10~30℃、湿度70%以下で必ず密封袋に入れ、できるだけ早く使い切ってください。●レーザープリンター、インクジェットプリンターやコピー機などのOA機器では印刷できません。●製品の上に重い物を載せたり圧力をかけないでください。●子供の手の届かない場所で使用・保管し、口に入れたり直接肌に貼らないでください。●製品の剥がれ、接着部分の損傷または製品に起因するその他損害については責任を負いかねます。●製品の外観・仕様は改良のため、予告無く変更になる場合があります。また撮影状況により、実物と写真が多少異なる場合があります。●表示価格は予告無く変更になる場合がありますので、ご了承ください。なお消費税は別途申し受けます。●変更された価格および最新の情報は弊社WEB版カタログ上でご確認ください。

ご用命は...

## 株式会社アイシス

〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路1-1-36 新大阪ビル  
 TEL:06-6325-1406 FAX:06-6328-8995  
 MAIL:mail@ISIS-Ltd.co.jp  
 WEB:https://www.ISIS-Ltd.co.jp

